

## Areometer

För bestämning av densitet i vätskor.

### Mätområde

0 – 25 Bé.

### Indelning

0.5

### Kalibreringstemperatur

+90°C.

### Dimension

Ca. 200 mm utan termometer.



## Areometer

För bestämning av densitet i vätskor.

### Mätområde

1.200 – 1.400 g/ml.

### Indelning

0.002 g/ml.

### Kalibreringstemperatur

+20°C.

### Dimension

Ca. 300 mm utan termometer.





## Areometer

För bestämning av densitet i vätskor.

### Mätområde

15 – 25 Bé.

### Indelning


0.5

### Kalibreringstemperatur

+90°C.

### Dimension

Ca. 200 mm utan termometer.



## Areometer

För bestämning av densitet i vätskor.

### Mätområde

20 – 45 Bé.

### Indelning

0.5

### Kalibreringstemperatur

+90°C.

### Dimension

Ca. 200 mm utan termometer.